

WAVETRONIC 6000 TOUCH

• INNOVACIÓN • CALIDAD

• PRECISIÓN

• EXPERIENCIA • EFICIENCIA



@Bioclinicoscol



www.bioclinicos.com



(+57) 316 023 3011/ (601) 781 9270



Carrera 64 No. 96 – 65, Los Andes. Bogotá, Colombia


Bioclínicos

CONTROL REMOTO PARA
ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA
DEL ASPIRADOR DE VAPORES




WAVEVAC AUTO CONTROL

PINZA Y CABLE BIPOLAR




PCM TECHNOLOGY

MONITOREO DE LA CALIDAD DE CONTACTO



LÁPIZ DE COMANDO MANUAL



LÁPIZ COMANDO PEDAL



PEDAL TRIPLE

MÁS DE 1000
OPCIONES DE ELECTRODOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODO QUIRÚRGICO:

- Bisturí de volatilización celular de Alta Frecuencia, microprocesado;
- Bipolar para micro y macro coagulaciones;
- Frecuencia de actividad electromagnética de **4.0 MHz**;
- Panel táctil a prueba de líquidos;
- Potencia máxima de salida: **100W**;
- Precisión de 1 vatio para cada modo de operación;

8 MODOS DE OPERACIÓN

- **CUT PURO - 90W**
- **BLEND 1 - 80W (90% de corte y 10% de coagulación);**
- **BLEND 2 - 70W (80% de corte y 20% de coagulación);**
- **BLEND 3 - 50W (50% de corte y 50% de coagulación);**
- **FULGURACIÓN - 30W (Coagulación spray);**
- **COAG PURO - 100W;**
- **BIPOLAR - 70W (Corte);**
- **BIPOLAR - 60W (Coagulación);**
- Memoria independiente para cada función;
- Pedal de triple activación **CUT/COAG/CONMUTACIÓN BIPOLAR Y MONOPOLAR** a prueba de agua (IPX7);
- Dos opciones de lápiz porta-electrodos: control manual o por pedal;
- Control remoto de activación del aspirador de vapores;
- Señalización audiovisual de activación con doble tono - **CUT** (agudo) / **COAG** (grave);
- Alarma de fallo o falta de la placa neutra;
- Controle del volumen de la señal de activación;
- **Activation Counter:** Contador de Activación - Muestra cuántas veces se ha utilizado el equipo;
- **PCM Technology:** Monitoreo de la calidad de contacto de la Placa Neutra con bloqueo automático del equipo en caso de falla de contacto o falta de conexión (continuidad) de la Placa Neutra;
- **Tres opciones de Placas Neutras:** Reutilizable en acero inoxidable, adhesiva desechable simple y adhesiva desechable bipartida (PCM Technology);

MODO PULSADO:

- Software de gestión del "TRT" Tiempo de Relajamiento Térmico;

ACCESORIOS ESTÁNDAR (INCLUIDOS):

- Lápiz porta-electrodos reutilizable con accionamiento por pedal y cable de silicona de 3 metros;
- Electrodos quirúrgicos;
- Placa neutra reutilizable;
- Cable de placa neutra de 3 metros con clip conector para todas las opciones de placas;

- Pedal de triple activación **CUT/COAG/CONMUTACIÓN BIPOLAR Y MONOPOLAR** con cable de 3 metros;
- Amplia variedad de electrodos disponibles;

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Lápiz Porta electrodos autoclavable y reutilizable con accionamiento manual y cable de silicona de 03 metros;
- Pinza Monopolar;
- Cable de silicona autoclavable para pinza monopolar de 03 metros;
- Pinza Bipolar;
- Cable de silicona autoclavable para pinza bipolar de 03 metros;
- **WaveCart** - Carro de soporte para el equipo y sus accesorios;
- Case - Maletín de transporte;
- **Wavevac Dual:** Aspirador de vapores;

- Aspirador de vapores, **Wavevac Dual**, completo con exclusivo sistema de accionamiento automático;
- *Time Delay Off* mantiene la aspiración durante seis segundos más, garantizando la eliminación total y completa de todos los vapores residuales de la cavidad vaginal;
- Sistema de filtración **H.E.P.A.** carbón activado;
- Manguera tipo tráquea, con punta de silicona autoclavable;
- Especulos con conducto aspirador de vapores;

ESTÁNDAR:

- Protección contra descargas eléctricas (Clase I);
- Grado de protección contra líquidos (IPX1);
- Voltaje de suministro 115/230VAC – 50Hz a 60Hz;
- Protección eléctrica por doble fusible;
- Cable de alimentación eléctrica;
- Manual de Instrucciones Digital (QR Code);

EQUIPOS FABRICADOS Y CERTIFICADOS CON NORMAS TÉCNICAS:

- NBR IEC 60601-1
- NBR IEC 60601-1-2
- NBR IEC 60601-1-6
- NBR IEC 60601-1-9
- IEC 60601-2-2

CERTIFICADOS

- CE- Certificado por la Comunidad Europea
- ISO 13485
- BPF - Buenas Prácticas de Fabricación

Registro en el Ministerio de Salud nº: 10362610024